

























ODS-LINGUAL

d'après Prof. Wiechmann



Instruments	Agents adhésifs	Accessoires de collage	Elastomeric	Fils	Prise d'empreinte	Photo	Accessoires
							
							
							



L'ODS pour WIN

Tout d'une seule source - pour une utilisation réussie de l'appareil lingual WIN entièrement personnalisé.

Depuis maintenant quatre ans, la société DW Lingual Systems GmbH et nous-mêmes avons fait un bout de chemin ensemble. Une coopération dont vous pouvez profiter en tant qu'utilisateur du système WIN éprouvé de A à Z.

Vous recevez d'un seul fournisseur toutes les pinces, tous les instruments, tous les matériaux de collage ainsi que les accessoires nécessaires à l'utilisation clinique de l'appareillage lingual très apprécié.

En outre, vous pouvez toujours compter sur notre savoir-faire professionnel et notre service complet. C'est avec grand plaisir que nous vous présentons notre nouveau catalogue "ODS Lingual". Parfaitement adapté au traitement avec le système WIN, il offre une gamme complète de produits.

Découvrez par exemple nos deux nouvelles pinces Weingart à long manche ou les pinces délicates à couper les ligatures.

Vous êtes curieux ? Alors, n'hésitez pas à le feuilleter...

Cordialement, votre



Corinna Denecke



**Prof. Dr. Dr. h. c.
Dirk Wiechmann**

« Avec la société ODS, nous avons pu trouver un partenaire toujours fiable et compétent actif sur le marché figurant en tête de notre liste des partenaires préférés. »



Pince de Weingart mors courts courbés
(manches longs)

Pince de Weingart mors courts courbés
Réf. 1009-7010



Pince de Weingart mors courbés délicates
(manches longs)

Pince de Weingart mors courbés délicates
Réf. 1009-7011





Pince de Weingart linguale (manches longs)

Facilite l'accès et la visibilité dans les traitements linguaux.

Pince de Weingart linguale

Réf. 1009-27462



Pince à couper les ligatures angulée

Des mors les plus petits possible, alliés à l'angulation à 40° ou 50°, permettent un accès facile aux zones linguales et une vue bien dégagée. Deux types de mors sont disponibles (normaux et inversés) Manches longs et aplatis qui s'élargissent en bout pour une prise stable même dans les zones d'accès difficile.



Pince à couper les ligatures angulée à 40°

Réf. 1009-27601

Pince à couper les ligatures angulée à 40°, mors inversés

Réf. 1009-27602

Pince à couper les ligatures angulée à 50°

Réf. 1009-27603

Pince à couper les ligatures angulée à 50°, mors inversés

Réf. 1009-27604

Pince à décoller antérieure

Pour le retrait des attaches dans la région antérieure avec un crochet spécialement modifié par Wolfgang Pelz.

Pince à décoller antérieure

Réf. 1009-678709



Pince à décoller postérieure

Pour le retrait des bagues dans la région postérieure. Les branches spécialement modifiées du cutter (Wolfgang Pelz) permettent un retrait simple et sûr de la bague linguale et des tubes molaires. Attention ! Le cutter doit être utilisé uniquement pour décoller et non pour couper.

Pince à décoller postérieure

Réf. 1009-678107L





Pince Tweed

Pointes très fines - 0,9 mm - permettant une utilisation en lingual.

Pince Tweed

Réf. 1009-IX949



Pince Cinch Back d'après Pelz

Pour plier les arcs en nickel-titane à l'extrémité du tube molaire. Les branches finement dentelées de la pince permettent aussi de réaliser en douceur des courbures de 45°.
Pour les arcs .012" à .017" x .025".

Pince Cinch Back d'après Pelz

Réf. 1009-7000



Pince à marches

Réalisation précise de marches de 0,50 et 0,75 mm en bouche. La tête étroite de la pince permet des niveaux interproximaux pour les bagues linguales. Pour les arcs jusqu'à .018" x .018".



0,75

Pince à marches 0,75

Réf. 1009-IX975

0,5

Pince à marches 0,5

Réf. 1009-IX976





Pince coupante distale (manche long)

Capacité maximum de coupe : Fils rectangulaires jusqu'à .021" x .025".

Pince coupante distale (manche long)

Réf. 1009-7015



Pince coupante distale (manche long angulé)

Capacité maximum de coupe : Fils rectangulaires jusqu'à .021" x .025".

Pince coupante distale (manche long angulé)

Réf. 1009-7016



Pince à couper les ligatures angulée à 40°, mors inversés

Des mors les plus petits possible, alliés à l'angulation à 40°, permettent un accès facile aux zones linguales et une vue bien dégagée. Capacité maximum de coupe : Fils à ligature jusqu'à .008.

Pince à couper les ligatures angulée à 40°

Réf. 1009-P410





Pince Mosquito

Pour la pose et la mise en place des ligatures en élastomère.

Pince Mosquito
Réf. 1009-IX855



Pince Mosquito micro courbée

Pour la pose et la mise en place des ligatures en élastomère.

Pince Mosquito micro courbée
Réf. 1009-IX941



Pince de Mathieu

Bec robuste et arrondi pour twister les ligatures.

Pince de Mathieu
Réf. 1009-501



Pince de Mathieu Deluxe

Bec robuste et arrondi pour twister les ligatures en élastomère. Les pointes en cabure de tungstène assurent une excellente résistance à l'usure.

Pince de Mathieu Deluxe
Réf. 1009-503





Précelle pour collage

Extrémités fines et galbées pour un maintien sûr lors du collage des attaches linguales et de tubes.

Précelle pour collage
Réf. 1009-101



Précelle angulée pour collage

Idéal également pour le positionnement des tubes molaires.

Précelle angulée pour collage
Réf. 1009-102



Sonde courte

Sonde fine à pointe courte (5 mm).

Sonde courte
Réf. 1009-81008



Instrument à bagues (Détartreur de Schure)

Pour enlever l'excédent de colle et de ciment, poignée striée.

Instrument à bagues (Détartreur de Schure)
Réf. 1010-85018



Instrument à ligaturer

Instrument à ligaturer à double extrémité, pour les pliures de finition dans la région antérieure et les pliures terminales des arcs en acier.

Instrument à ligaturer
Réf. 1009-81001






Fraise de finition en carbure

Fraise de finition en carbure conique pour contre-angle.

Fraise de finition round, conique contre-angle

Quantité : 5
Réf. 1007-H23RA204016



Fraise de finition en carbure oviforme

Pour l'élimination soignée des restes d'adhésifs sur les surfaces dentaires linguales.
Pour contre-angle et pour manche FG (turbine).

Fraise de finition en carbure de tungstène oviforme pour contre-angle

Quantité : 5
Réf. 1007-H379204023



Fraise de finition en carbure de tungstène oviforme pour manche FG (turbine)


Quantité : 5
Réf. 1007-H379314023

Fraise de finition en carbure en forme de bourgeon

Pour la finition des occlusal pads. Pour manche FG (turbine).

Fraise de finition en carbure en forme de bourgeon

Quantité : 5
Réf. 1007-32040



Diamants ronds

Les petits diamètres permettent de meuler les bases antérieures des attaches pour éliminer les contacts. Le grand diamètre permet de retirer les pads occlusaux avant la dépose. Pour contre-angle et manche FG (turbine).



Pour manche FG (turbine)

Diamant rond Ø .023

Quantité : 5
Réf. 1007-6801314023

CitoMant rond Ø .024

Quantité : 5
Réf. 1007-12007

CitoMant rond Ø .029

Quantité : 5
Réf. 1007-13109

CitoMant rond Ø .035

Quantité : 5
Réf. 1007-13009

Pour contre-angle

Diamant rond Ø .023

Quantité : 5
Réf. 1007-801204023

Diamant rond Ø .035

Quantité : 5
Réf. 1007-801204035



Maximum Cure

Adhésif à durcissement chimique pour la méthode de collage indirect avec la gouttière de transfert en silicone.

Maximum Cure liquide A

Quantité : 20 g
Réf. 1006-81554g

Maximum Cure liquide B

Quantité : 20 g
Réf. 1006-81555g



Maximum Cure refroidisseur

Alliage d'aluminium spécial. Pour le refroidissement de Maximum Cure liquide.

Maximum Cure refroidisseur

Réf. 1006-81550



Bonding Resin

Adhésif à durcissement chimique pour la méthode de collage direct et indirect.

Bonding Resin liquide A

Quantité : 7 g
Réf. 1006-81152

Bonding Resin liquide B

Quantité : 7 g
Réf. 1006-81153



Porc-Etch

Acide fluorhydrique et gel de protection gingival.

Porc-Etch & Barrier Gel

Quantité : 7 g + 3 ml
Réf. 1006-81581





Primer céramique

Primer spécial pour le collage sur des surfaces céramiques. Crée une liaison chimique entre la céramique et l'adhésif de la bague.

Primer céramique

Quantité : 8 ml
Réf. 1006-81582



Primer métal

Pour le collage sur des surfaces métalliques (or, acier inoxydable, amalgame). Le Métal Primer crée une liaison chimique entre tous les métaux précieux et non précieux et l'adhésif.

Primer métal

Quantité : 8 ml
Réf. 1006-81585



Primer plastique

Primer spécial pour le collage de surfaces composites ou acryliques. Le primer crée une liaison chimique entre la surface composite et l'adhésif.

Primer plastique

Quantité : 10 ml
Réf. 1006-81587



NX3

Ciment composite dentaire adhésif universel, à polymérisation auto et photo. Application simple grâce à la double seringue Automix. Pour le recollage des pads et le collage dans le protocole de collage photo WIN.

Double seringue NX3 avec 10 canules

Quantité : 5 g
Réf. 1006-72001

Canules automélangeuses NX3

Quantité : 50
Réf. 1006-72002



Light Bond Paste thin (mince)

Composite photopolymérisable de viscosité idéale pour le recollage des attaches.

Light Bond Paste thin

Quantité : 5 g
Réf. 1006-81172NF



Excite F DSC

En cas d'application du protocole de collage dual cure WIN. Excite est un adhésif monocomposant à polymérisation duale, hydrophobe et libérant du fluorure. Application simple et hygiénique grâce aux applicateurs unidoses taille Regular (bleu clair).

Excite F DSC Single-Dose 0,1 g

Quantité : 50
Réf. 1006-72003





Dry Field Système

Incontournable pour le collage indirect. La combinaison parfaite de l'écarteur de joue et de langue avec dispositif d'aspiration.

Système Nola petit, rouge

Quantité : Kit
Réf. 1006-30101

Système Nola grand, blanc

Quantité : Kit
Réf. 1006-30102

Nola Écarteur de joues petit

Quantité : 1
Réf. 1006-30130

Nola Écarteur de joues grand

Quantité : 1
Réf. 1006-30131

Nola Repousse-langue petite

Quantité : 2
Réf. 1006-30135

Nola Repousse-langue grande

Quantité : 2
Réf. 1006-30136

Nola Adaptateurs faible-volume + Connecteurs en Y

Quantité : 4 Sets
Réf. 1006-30133

Nola Adaptateur faible-volume

Quantité : 4
Réf. 1006-30138

Nola Adaptateur en Y

Quantité : 4
Réf. 1006-30137

Nola Tubes d'aspiration (silicone)

Quantité : 10
Réf. 1006-30134



Rouleaux de coton

Rouleaux de coton avec ressort auto-fixant.

Rouleaux de coton taille 1 Ø 9 mm

Quantité : 100
Réf. 1012-055031

Rouleaux de coton taille 2 Ø 10 mm

Quantité : 100
Réf. 1012-055032



Absorbant salivaire Dry Tips

Pour l'utilisation avec le système Dry Field System. Les embouts Dry Tips sont multicouches et s'adaptent aisément à la muqueuse buccale et à tous les mouvements de la bouche.

Absorbant salivaire Dry Tips, petite

Quantité : 50
Réf. 1006-81700

Absorbant salivaire Dry Tips, grand

Quantité : 50
Réf. 1006-81702





Micro Applicateurs

Pour l'application de composites ou d'adhésifs.

Micro Applicateurs

Quantité : 100
Réf. 1013-81025



Pinceaux de collage 100 mm

Pinceaux de collage 100 mm

Quantité : 250
Réf. 1006-815901



Pinceaux fins jetables

Pinceaux fins jetables

Quantité : 50
Réf. 1012-702008



Porte-pinceaux

Porte-pinceaux

Quantité : 2
Réf. 1012-702020

Godets à usage unique

100% recyclable. Hauteur env. 2,3 cm, capacité env. 2,5 mL.

Godets à usage unique

Quantité : 50
Réf. 1013-81041



Serviettes de patients

Bavettes dentaires avec un film imperméable. Taille 33 cm x 45 cm.
Le visage du patient peut être protégé par une serviette (humidifiée) lors de l'utilisation de le Microetcher.

Serviettes de patients

Quantité : 500
Réf. 1013-821810410





Danville Microetcher

Sableuse pour l'utilisation avec oxyde d'aluminium. Buse pivotant à 360° pour un angle d'incidence parfait. Version IIA totalement autoclavable.

Sableuse Microetcher II
Réf. 1004-22000



Sableuse Microetcher IIA
Réf. 1004-22001



Danville Microetcher kit de connexion rapide

Kit de connexion rapide pour un raccordement aisé à la conduite d'air comprimé. Comprend une pièce en T avec tuyau et raccord « Female » ainsi qu'un raccord rapide « Male Part ».

Microetcher Kit de connexion rapide
Réf. 1004-44000

Microetcher kit de connexion sans raccord rapide
(pièce en T, tuyau, raccord)
Réf. 1004-44010

Microetcher raccord rapide
Réf. 1004-44020



Raccord rapide



Danville Cabines d'aspiration

Cabine permettant de piéger toutes les poussières et les abrasifs. Compact, mais grande zone de travail, éclairage optimal (LED). Nettoyage facile grâce au filtre amovible. Très silencieux à l'usage. Disponible en 2 tailles.

MacroCab Plus 230 V

Dimensions : L 32 x P 27 x H 20
Réf. 1004-91740



MicroCab Plus 230 V

Dimensions : L 22 x P 27 x H 20
Réf. 1004-91354



Oxyde d'aluminium

Pour utilisation dans Microetcher. Disponible en 50 microns pour applications intraorales, en 90 microns pour le laboratoire.

Poudre d'oxyde d'aluminium 50 µm intraoral

Quantité : 900 g
Réf. 1004-221906

Poudre d'oxyde d'aluminium 90 µm laboratoire

Quantité : 500 g
Réf. 1004-22491





RELASTICS Élastiques intra-oraux

- Assurent une force constante
- Identification facile : 1 force, 1 couleur
- Latex de caoutchouc
- Conditionnement : 50 pochettes de 100 élastiques

léger	moyen	fort	extra fort
2,5 oz. (71 g)	3,5 oz. (99 g)	4,5 oz. (128 g)	6,5 oz. (170 g)

○ 1/8" (3,2 mm)	A	A	A	A	1006-EL18L	1006-EL18M	1006-EL18H	1006-EL18X	Réf.
○ 3/16" (4,8 mm)	B	B	B	B	1006-EL36L	1006-EL36M	1006-EL36H	1006-EL36X	Réf.
○ 1/4" (6,4 mm)	C	C	C	C	1006-EL14L	1006-EL14M	1006-EL14H	1006-EL14X	Réf.
○ 5/16" (7,9 mm)	D	D	D	D	1006-EL56L	1006-EL56M	1006-EL56H	1006-EL56X	Réf.
○ 3/8" (9,5 mm)	E	E	E	E	1006-EL38L	1006-EL38M	1006-EL38H	1006-EL38X	Réf.



Sachets refermables pour les patients

Emballage résistant à la lumière

Disponible en 5 tailles et 4 forces différentes

Forces durables et constantes

Durée de conservation de 3 ans

Lettre indiquant la taille

Couleur indiquant la force

Conditionnement : 50 pochettes de 100 élastiques





Ligatures EasyOn


Grâce à la section carrée et aux bords arrondis, les ligatures EasyOn sont faciles à fixer et tiennent fermement même sur les attaches étroites WIN grâce au petit diamètre de .090". Le matériau spécial est extrêmement résistant à la déchirure et offre une transmission de force très élevée.

Ligatures EasyOn .090", noir

Quantité : 960
Réf. 1007-6306520

Ligatures EasyOn .090", argent

Quantité : 960
Réf. 1007-6306510



Alastik Ligatures avec tampon occlusal

Réduit l'occlusion en cas de brackets sur la mâchoire inférieure. Diamètre externe : .0124" (3,1 mm).
Paquet : 10 anneaux de 10 pièces (100 pièces).

Alastik Ligatures avec tampon occlusal, argent

Quantité : 100
Réf. 1014-406429

Alastik Ligatures avec tampon occlusal, transparent

Quantité : 100
Réf. 1014-406430



Chaînette élastomérique


Transmission de force constante pendant des semaines, résiste à la décoloration.



fermée



courte



longue

Chaînette élastomérique fermée, transparent

Quantité : 4 m
Réf. 1007-ECM0693

Chaînette élastomérique fermée, gris

Quantité : 4 m
Réf. 1007-ECM0698

Chaînette élastomérique courte, transparent

Quantité : 4,7 m
Réf. 1007-ECM0650

Chaînette élastomérique courte, gris

Quantité : 4,7 m
Réf. 1007-ECM0660

Chaînette élastomérique longue, transparent

Quantité : 4,7 m
Réf. 1007-ECM0691

Chaînette élastomérique longue, gris

Quantité : 4,7 m
Réf. 1007-ECM0696

Fil élastique

Fil élastique gratté, très résistant à la déchirure et élastique. Types disponibles : Fil de couleur gris ou transparent. Taille .025" ou .030". Bobine de 7,6 m.

Fil élastique .025" transparent

Quantité : 7,6 m
Réf. 1006-700625T

Fil élastique .025" gris

Quantité : 7,6 m
Réf. 1006-700725T

Fil élastique .030" gris

Quantité : 7,6 m
Réf. 1006-700730T





Stops à découper

Stops à découper sur barre. Pour les arcs jusqu'à .019" x .025".

Stops à découper

Quantité : 100
Réf. 1005-89021



Stops

Stops, longueur 2 mm, petit format pour arc de .012" à .018"
Grand format pour arcs jusqu'à .020" x .020"

(Ø intérieur .0195", extérieur .032")
(Ø intérieur .0315", extérieur .042")

Stops, petit format

Quantité : 50
Réf. 1005-89119

Stops, grand format

Quantité : 50
Réf. 1005-89129



Ligatures métalliques longue

Ligatures métalliques longue

Quantité : 1000
Réf. 1005-801091 (.008")
Réf. 1005-801092 (.009")
Réf. 1005-801093 (.010")




Ligatures métalliques courtes

Ligatures métalliques courtes .008" (0,20 mm)

Quantité : 1000
Réf. 1005-801100

Ligatures métalliques courtes .010" (0,25 mm)

Quantité : 500
Réf. 1005-801101





Arc NiTi super-élastique

Arc de nickel-titane super-élastique rond sur la bobine, 4,6 m.

Arc NiTi super-élastique .010"

Quantité : 4,6 m
Réf. 1005-51600

Arc NiTi super-élastique .012"

Quantité : 4,6 m
Réf. 1005-51601



Penta-One Fil de Rétention doré

Fil de rétention plaqué or 24 K, coaxial, barres de 35,5 cm.

Penta-One Fil de Rétention doré .0155"

Quantité : 5
Réf. 1019-0958G101

Penta-One Fil de Rétention doré .0175"

Quantité : 5
Réf. 1019-0958G102

Penta-One Fil de Rétention doré .0195"

Quantité : 5
Réf. 1019-0958G103

Penta-One Fil de Rétention doré .0215"

Quantité : 5
Réf. 1019-25ZMRW



Prise d'empreinte

Dynax putty

Non collant et donc particulièrement facile à travailler. Silicone d'empreinte putty réticulant par addition.

Caractéristiques techniques :

Dureté finale	60 Shore A
Teinte	jaune soleil
Consistance	malléable - type 0
Durée de mise en bouche	1 min 30
Durée de mise en œuvre	1 min 30

Dynax putty

Quantité : 2 boîtes de 450 ml
(avec cuillère de dosage)
Réf. 1017-D6101



Dynax light

Silicone de correction fluide, réticulant par addition de haute précision.

Caractéristiques techniques :

Dureté finale	46 Shore A
Teinte	vert émeraude
Consistance	faible - type 3
Durée de mise en bouche	1 min 30
Durée de mise en œuvre	1 min 30

Dynax light

Quantité : 2 x 50 ml
(1 boîte avec 12 mélangeurs jaunes)
Réf. 1017-D6103

Embouts mélangeurs, jaune

Quantité : 40
Réf. 1017-D4970X5



Feuille de séparation Plicafol

L'utilisation d'une feuille de séparation est fortement recommandée pour la prise d'empreinte en 2 temps. Elle est posée dans le porte-empreinte avant l'empreinte (phase 1). Cette feuille garantit un espace suffisant pour la phase 2, le silicone de correction fluide.

Plicafol

Quantité : 100
Réf. 1006-20070





Porte-empreinte DuraLock

Les porte-empreintes DuraLock sont dotés d'un nombre suffisant de perforations, principalement dans les régions palatine et linguale, pour garantir une empreinte optimale. Les bords arrondis et la forme à l'ergonomie optimisée sont très confortables pour le patient.

DuraLock taille 1 maxillaire, rouge

Quantité : 10
Réf. 1007-640041

DuraLock taille 2 maxillaire, orange

Quantité : 10
Réf. 1007-640042

DuraLock taille 3 maxillaire, bleu

Quantité : 10
Réf. 1007-640043

DuraLock taille 4 maxillaire, vert

Quantité : 10
Réf. 1007-640044

DuraLock taille 5 maxillaire, jaune

Quantité : 10
Réf. 1007-640045

DuraLock taille 6 maxillaire, violet

Quantité : 10
Réf. 1007-640046

DuraLock taille 1 mandibule, rouge

Quantité : 10
Réf. 1007-640051

DuraLock taille 2 mandibule, orange

Quantité : 10
Réf. 1007-640052

DuraLock taille 3 mandibule, bleu

Quantité : 10
Réf. 1007-640053

DuraLock taille 4 mandibule, vert

Quantité : 10
Réf. 1007-640054

DuraLock taille 5 mandibule, jaune

Quantité : 10
Réf. 1007-640055


DuraLock taille 6 mandibule, violet

Quantité : 10
Réf. 1007-640056

Photo

Miroir photo avec manche

Miroir photo pour prise de vues occlusales. La surface du verre est traitée au rhodium, ce qui la rend très résistante aux rayures. Elle offre une réflexion élevée et une bonne neutralité des teintes. Le manche coudé permet le maintien du miroir sans cacher la surface du miroir.



okklusal
S

Miroir photo occlusal avec manche, petit 75 x 65 mm

Quantité : 1
Réf. 1007-70001

okklusal
M

Miroir photo occlusal avec manche, moyen 90 x 70 mm

Quantité : 1
Réf. 1007-70002

okklusal
L

Miroir photo occlusal avec manche, grand 105 x 75 mm

Quantité : 1
Réf. 1007-70004

lateral

Miroir photo latéral avec manche 125 x 50 mm


Quantité : 1
Réf. 1007-70005





Écarteur de joues

Ces écarteurs de joue font partie de la nouvelle série Or. Ils sont fabriqués à l'aide d'un matériau innovant qui peut être stérilisé sans problème pendant plusieurs cycles à des températures élevées allant jusqu'à jusqu'à 137 °C sans se déformer. Les écarteurs de joues à deux extrémités sont disponibles sont disponibles en petit et en grand.




Écarteur de joues, petit

Quantité : 2
Réf. 1004-DB040174A



Écarteur de joues, grand

Quantité : 2
Réf. 1004-DB040175A



Écarteur de joues, petit légèrement en forme de V

Quantité : 2
Réf. 1004-DB040178



Écarteur de joues, grand légèrement en forme de V

Quantité : 2
Réf. 1004-DB040178L

Écarteur de lèvres photo

Écarteur de lèvres pour les prises de vues occlusales, autoclavable jusqu'à 121 °C.

Écarteur de lèvres, manche court, petit

Quantité : 1
Réf. 1007-LR0002

Écarteur de lèvres, manche court, grand

Quantité : 1
Réf. 1007-LR0001



Écarteur de lèvres, manche long

Écarteur de lèvres pour les prises de vues occlusales, autoclavable jusqu'à 121 °C.

Écarteur de lèvres petit, manche long

Quantité : 1
Réf. 1007-05046

Écarteur de lèvres grand, manche long

Quantité : 1
Réf. 1007-05047



Écarteur de joues

Manche court, autoclavable jusqu'à 121 °C.

Écarteur de joues

Quantité : 2
Réf. 1007-05072



Écarteur de joues Maxee photo

Set d'écarteur de joues à double extrémité, formats moyen et grand, autoclavable jusqu'à 121 °C.

Écarteur de joues Maxee, moyen/grand

Quantité : 2
Réf. 1007-05052





Boutons à coller

Base hexagonale.

Boutons à coller

Quantité : 10
Réf. 1013-9040787



Fil dentaire

Les excès résiduels peuvent être enlevés avec un détartreur manuel et du fil dentaire.

Fil dentaire

Quantité : 200 m
Réf. 1012-524637



Papier à articuler Bausch 200 µ

Le papier à articuler Bausch avec nuance progressive de couleur de 200 µ est le seul papier qui identifie les différentes forces occlusales par l'impression de nuances de couleur en fonction de la pression masticatoire.

Papier à articuler 200 µ, bleu

Quantité : 300
Réf. 1012-028005



Chaîne de traction

Chaîne de traction plaquée or 24 ct pour le traitement des inclusions.

Chaîne de traction

Quantité : 5
Réf. 1013-3EE0004



L'équipe ODS est à votre écoute pour toute commande ou suggestion :

Tél : +49 (0) 4193 96 59 81 – 0

Fax : +49 (0) 4193 96 59 81 – 17

LU à VE de 8h30 à 17h

service@orthodent.de
www.orthodent.de

